

照生有限公司(LIGHT ACE HK LTD.)

2006 LABCONCO 新品 冷冻真空离心浓缩仪



主机货号：73100-30 / -31（玻璃盖）

特点：

- 1, 带有深蓝色环氧涂层的银白色不锈钢金属构架
- 2, 有机玻璃或玻璃上盖可选
- 3, 带有安全传感器的上盖自动锁定功能
- 4, 无酚盖密封垫
- 5, 环氧涂层的铝质离心腔
- 6, 专利设计的微处理器控制 300W 加热器, 可加热腔体到 100°C
- 7, 微处理器控制程序, 转头旋转时间及加热时间可分别设定: “温度键 1” 可使温度从 -4°C 到 +100°C, 时间从 1 分钟到 999 分钟, “温度键 2” 可使温度从

1 / 4

Suite 706, Building A, Millennium Plaza, No.72 Northern Road West Third Ring, Haidian District, Beijing 100037, P.R.China

Phone:+86-10-51798501/2/3/4/5/6 Fax:+86-10-51798500 Email: lightace@public3.bta.net.cn

照生有限公司(LIGHT ACE HK LTD.)

-4℃到+100℃，时间从0分钟到999分钟，可储存9套程序。

- 8, LCD显示:程序号, 温度键1, 2的设定及实际剩余加热时间, 剩余运行时间和重新制冷
- 9, 控制面板易于操作, 参数齐全, 且配有三个专利设计的”一键式”快速启动的按键
- 10, 无碳刷式离心马达, 转速可达1725rpm
- 11, 快速停机系统, 可在几秒钟内停止真空泵, 并向离心腔内导入气体并停止转头转动
- 12, 全自动真空释放阀 内置式真空延迟功能, 在转速达到预设值后再抽真空 运行完成后有声音提示

必配: 真空泵, 转头, 样品管

选配: 离心频闪灯(观察样品浓缩过程), 真空控制器(控制真空度), 冷阱

照生有限公司(LIGHT ACE HK LTD.)

2006 LABCONC 新品 防酸型真空离心浓缩仪



主机货号：78100-17 成套货号：79830-14

特点：

- 1, 带有深蓝色环氧涂层的银白色不锈钢金属构架,
- 2, 标配玻璃上盖
- 3, 带有安全传感器的上盖自动锁定功能
- 4, 无酚盖密封垫
- 5, 耐盐酸镍基合金离心轴的特氟龙涂层的铝质离心腔
- 6, 专利设计的微处理器:控制 300W 加热器, 加热腔体到 100°C
- 7, 微处理器控制程序, 转头旋转时间及加热时间可分别设定:温度从“关”到 +100°C (1°C递增), 运行时间从 1 分钟到 999 分钟, 加热时间从 1 分钟到 999 分钟, 可储存 9 套程序。
- 8, LCD 显示:程序号, 设定温度及实际温度, 剩余加热时间, 剩余运行时间
- 9, 控制面板易于操作, 参数齐全, 且配有三个专利设计的”一键式”快速启动的按键

3 / 4

Suite 706, Building A, Millennium Plaza, No.72 Northern Road West Third Ring, Haidian District, Beijing 100037, P.R.China

Phone:+86-10-51798501/2/3/4/5/6 Fax:+86-10-51798500 Email: lightace@public3.bta.net.cn

照生有限公司(LIGHT ACE HK LTD.)

- 10, 无碳刷式离心马达, 转速可达 1725rpm
- 11, 快速停机系统, 可在几秒钟内停止真空泵, 并离心腔内导入气体并停止转头转动
- 12, 1/2" 直径铝管固定连接到真空腔上
- 13, 全自动真空释放阀 内置式真空延迟功能, 在转速达到预设值后再抽真空运行完成后有声音提示

必配:真空泵, 转头, 样品管

选配:离心频闪灯(观察样品浓缩过程), 真空控制器(控制真空度), 冷阱